



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,W1J

Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 500

g

OP-103-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|------------------------|----|
| Klasa dokładności OIML | E2 |
|------------------------|----|

Konstrukcja

| | |
|----------|-----------------|
| Materiał | Stal nierdzewna |
|----------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------|
| Wartość nominalna | 500 g |
|-------------------|-------|

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety