



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,W1J

Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 500

g

OP-103-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E2
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	500 g
-------------------	-------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety