



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,W1J](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,W1J)

# Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 500

## g

OP-103-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 500 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety