



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,W20

Suporte de pesagem por baixo para balanças AS, PS

WX-002-0111



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

Suporte para pesagem sob o prato, destinado a balanças AS e PS. O suporte foi projetado para pesar cargas que exigem a realização do processo de medição fora da plataforma de pesagem principal, como, por exemplo, cargas com dimensões e tamanhos fora do padrão e aquelas que geram um campo magnético. O suporte também facilita a determinação da densidade das cargas. O suporte está disponível com acabamento em aço carbono com pintura eletrostática a pó.

Compatível com (Additional Fee)

Balança analítica AS X7
Balança de precisão PS R2
Balança de precisão WLC
Balança de precisão PS X7
Balança analítica AS 5Y
Balança de precisão PS 5Y

Balança de precisão PS R2.H
Balança de precisão WLC C/2
Balança de precisão PS R1
Balança analítica AS R2 PLUS
Balança analítica AS R1 PLUS

Dimensões do dispositivo L x P x A

