



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,W20

Unterflurwägegestell für AS und PS- Waagen

WX-002-0111



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Unterflurwägegestell für AS- und PS-Waagen.

Das Gestell ist für das Wägen von Lasten vorgesehen, die eine Messung außerhalb der Hauptwägeplattform erfordern, z.B. Lasten mit nicht standardisierten Abmessungen und Größen und solche, die ein Magnetfeld erzeugen. Das Gestell kann auch für Prozeduren zur Dichtebestimmung genutzt werden.

Das Gestell wird aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage AS X7
Waagen PS X7 für FPVO
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaage PS X7
Analysenwaage AS 5Y
Präzisionswaage PS 5Y

Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WLC C/2
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage AS R2 PLUS
Analysenwaage AS R1 PLUS

Abmessungen des Geräts B x T x H

