



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,W20](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,W20)

## Supporto per pesate di sotto „Under-hook weighing” AS e PS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Il supporto per eseguire le pesate di sotto è stato sviluppato per bilance AS e PS.

Il supporto è stato pensato per la pesata di campioni che non devono essere pesati senza essere posizionati sul piatto di pesata. Ad esempio campioni con dimensioni e/o forme particolari o che possono generare cariche elettrostatiche. L'utilizzo del supporto può, in alcuni casi, rendere più semplice la determinazione della densità dei campioni.

Il rack è realizzato in acciaio verniciato a polvere.

### Compatibile con

AS X7 Bilancia analitica  
Bilance di precisione PS X2  
Bilance analitiche AS X2 PLUS  
Bilance PS X7 per controllo CPC  
Bilancia di precisione PS R2  
Bilance PS X2 per controllo CPC

Bilancia analitica AS 5Y  
Bilance PS 5Y per controllo CPC  
Bilancia di precisione PS R2.H  
Bilancia di precisione WLC C/2  
Bilancia di precisione PS R1  
Bilancia analitica AS R2 PLUS

## Device dimensions

