




More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,W20](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,W20)

## Supporto per pesate di sotto „Under-hook weighing” AS e PS

WX-002-0111



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Il supporto per eseguire le pesate di sotto e stato sviluppato per bilance AS e PS.

Il supporto è stato pensato per la pesata di campioni che non devono essere pesati senza essere posizionati sul piatto di pesata. Ad esempio campioni con dimensioni e/o forme particolari o che possono generare cariche elettrostatiche. L'utilizzo del supporto può, in alcuni casi, rendere più semplice la determinazione della densità dei campioni.

Il rack è realizzato in acciaio verniciato a polvere.

### Compatibile con (Additional Fee)

AS X7 Bilancia analitica

Bilance PS 5Y per controllo CPC

Bilance PS X7 per controllo CPC  
Bilancia di precisione PS R2  
Bilancia di precisione WLC  
Bilancia di precisione PS X7  
Bilancia analitica AS 5Y  
Bilancia di precisione PS 5Y

Bilancia di precisione PS R2.H  
Bilancia di precisione WLC C/2  
Bilancia di precisione PS R1  
Bilancia analitica AS R2 PLUS  
Bilancia analitica AS R1 PLUS

## Device dimensions L x P x A

