



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,W23](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,W23)

# Wzorzec masy klasy F1 - drut stalowy 100 mg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 mg

## Pasuje do

Pincety

Pędzle