



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,W3Y](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,W3Y)

# PSW/DUAL Professionelle Doppelwägestation

WX-001-0402



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Physikalische Parameter	
Lieferumfang	Kalibrierungstabelle, Antivibrationstisch
Verpackungsgröße B x T x H	1140×820×986 mm
Nettogewicht	220 kg (Tisch 140 + Stein 80)
Bruttogewicht	252 kg
Länge	1350 mm
Breite	750 mm
Höhe	1100 mm
Anzahl der Arbeitsplätze	2



## Kompatibel mit (Additional Fee)





Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Mikrowaage MYA 5Y  
 Analysenwaage AS R2 PLUS

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Analysenwaage AS X7  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Analysenwaage AS 5Y  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Mikrowaage XA 5Y.M  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Wägemodule MAS.1.Y

## Abmessungen des Geräts B x T x H



—SDKP

—SDKP DUAL