



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,W3Y

PSW/DOUBLE Double station de pesée professionnelle

WX-001-0402



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres physiques | |
|-------------------------------|--|
| Élément du kit | table pour étalonnage, table antivibratoire |
| Dimensions de colis L x P x H | 1140×820×986 mm |
| Masse nette | 220 kg (table 140 + pierre 80) |
| Masse brute | 252 kg |
| Longueur | 1350 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Nombre de postes | 2 |



Compatible avec (Additional Fee)





Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Microbalance MYA 5Y
 Balance analytique AS R2 PLUS

Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
Balance analytique AS X7
Microbalance XA 5Y.M.A
Balance analytique AS 5Y
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Microbalance XA 5Y.M
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO
Balance analytique AS R1 PLUS
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S
Modules MAS.1.Y

Dimensions d'appareil L x P x H



—SDKP

—SDKP DUAL