



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,W9G](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,W9G)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 500 g), Holz- Etui

OK-501-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | E1        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Gewicht                  | 1 110 g   |
| Nominalwert              | 1 – 500 g |
| Anzahl                   | 12 St.    |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel