



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,WBR](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,WBR)

## Cylindrique, ensembles (1 mg - 100 g), boîte en bois

OK-301-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	211,11 g
Valeur nominale	1 mg – 100 g
Nombre	21 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux