



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,WEN](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,WEN)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 1 kg), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	2 110 g
Nominal değer	1 g – 1 kg
Quantity	13 adet