



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,WIA](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,WIA)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht - 100 g

OP-203-0118



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

OIML-Klasse F1

### Konstruktion

Material Edelstahl

Nominalwert 100 g

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself