



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,WIA](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,WIA)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 100 g

OP-203-0118



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle