



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,WKH](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,WKH)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 100 g), tahta kutuda

OK-101-0048



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 210 g

Nominal değer 1 – 100 g

Quantity 9 adet