



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,WRQ](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,WRQ)

# Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 g - 500 g), estojo plástico

OK-102-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	1 110 g
Valor nominal	1 – 500 g
Quantidade	12 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis