



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,WRQ

Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 g - 500 g), estojo plástico

OK-102-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Classe OIML E2

Construção

Material aço inoxidável

Peso 1 110 g

Valor nominal 1 – 500 g

Quantidade 12 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis