



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,WRQ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,WRQ)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 500 g), Kunststoff-Etui

OK-102-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1 110 g
Nominalwert	1 – 500 g
Anzahl	12 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel