



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,WRQ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,WRQ)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 500 g), plastik kutuda

OK-102-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1 110 g

Nominal değer 1 – 500 g

Quantity 12 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar