



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,WRY](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,WRY)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-202-0060



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 110 g
Nominalwert	1 g – 5 kg
Anzahl	16 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel