



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,WRY

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 5 kg), boîte plastique

OK-202-0060



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11 110 g
Valeur nominale	1 g – 5 kg
Nombre	16 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux