



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,WRY](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,WRY)

# Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 5 kg), imballaggi in plastica

OK-202-0060



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	11 110 g
Valore nominale	1 g – 5 kg
Numero	16 pcs

## Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli