



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,WRY](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,WRY)

# F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 5 kg), plastik kutulu

OK-202-0060



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 110 g

Nominal değer 1 g – 5 kg

Quantity 16 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar