



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,WUY](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,WUY)

# Peso padrão F2 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 2000 kg - caixa de madeira

OP-301-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F2
Construção	
Material	aço inoxidável
Valor nominal	2000 kg

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis