



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,WUY

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytami 2000 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	2000 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle