



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,X56](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,X56)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z uchwytem 10 kg

OP-303-0073



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	10 kg
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle