



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XE2

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 200 g), Holz-Etui

OK-201-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	611,11 g
Nominalwert	1 mg – 200 g
Anzahl	23 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel