



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,XE2](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,XE2)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 200 g), caja de madera

OK-201-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

### Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 611,11 g

Valor nominal 1 mg – 200 g

Número 23 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos