



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,XE2](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,XE2)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensembles (1 mg - 200 g), boîte en bois

OK-201-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	611,11 g
Valeur nominale	1 mg – 200 g
Nombre	23 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux