



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,XE2](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,XE2)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensembles (1 mg - 200 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	611,11 g
Valeur nominale	1 mg – 200 g
Nombre	23 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux