



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XF1

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg – 100 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0083



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 211,11 g |
| Nominalwert | 1 mg – 100 g |
| Anzahl | 21 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel