



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,XF1](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,XF1)

## F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 100 g), plastik kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	211,11 g
Nominal değer	1 mg – 100 g
Quantity	21 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar