



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,XF7

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 5 kg), tahta kutuda

OK-101-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 5 kg

Quantity 28 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar