



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,XM1

Cable PT0443

WX-013-0229



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

El cable PT0443 se utiliza para conectar una balanza de la serie 5Y o un terminal PUE CY10 con un ordenador. Su longitud estándar es de 1,8 m.

Opcionalmente, el cable se utiliza para conectar la balanza serie 5Y o el terminal PUE CY10 con:

balanzas de la serie AS X2 y AS R, balanzas de la serie: PS X2 y PS R, balanzas de la serie PM C32, balanzas de la serie WLC, WTC y C315, módulos de pesaje de la serie MAS y MPS,

Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR
Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Detectores de túnel
Báscula de plataforma C315
Balanza de precisión 5Y.PM

Balanza analítica AS 5Y
Balanza de precisión PS 5Y
Balanzas PS 5Y para CCE
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza de precisión WTC
Balanza de precisión CY10

Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Balanza analítica AS X7
Balanzas PS X7 para CCE
Balanza para bebés C315.D
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanza de precisión WLC
Balanza de precisión PS R2
Básculas de patines C315.4P2
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H
Balanza de precisión WLC X7
Balanzas CY10 para CCE
Báscula de plataforma impermeable H315 H
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Báscula Pesapersonas C315.O
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD
Balanza analítica XA 5Y.A
Básculas para paletas C315.4P
Ultra-Microbalanza UYA 5Y

Báscula de plataforma H315 4C
Báscula Pesapersonas C315.OW
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Básculas de carriles H315 2K
Balanza de precisión PS X7
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H
Balanza de precisión WLC C/2
Microbalanza MYA 5Y
Balanza de precisión PS R1
Balanza analítica XA 5Y
Básculas para paquetería
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Microbalanza XA 5Y.M
Terminal de pesaje PUE C315
Balanza analítica AS R1 PLUS
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Balanza de cama C315.4B
Terminal de pesaje PUE H315
Báscula de silla C315.K
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S
Módulo de pesaje MAS.1.Y
Básculas de carriles inoxidables H315 2K
Balanza de cama con rampa C315.8B