

Câble PT0443

WX-013-0229





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble PT0443 est utilisé pour connecter une balance de la série 5Y ou un terminal PUE CY10 à un ordinateur. Sa longueur standard est de 1,8 m.

En option, le câble est utilisé pour connecter la balance de la série 5Y ou le terminal PUE CY10 avec:

balances des séries AS X2 et AS R, balances de série : PS X2 et PS R, balances de la série PM C32, balances WLC, WTC et C315, modules de pesage séries MAS et MPS,

Compatible avec (Additional Fee)

Balance étanche de rampe H315 HR
Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
Détecteurs de cavités à tunnel
Balance étanche de rampe C315
Balance de précision 5Y.PM
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
Balance analytique AS X7
Balances PS X7 pour CPP
Balance pèse-bébé C315.D

Ultra-Microbalance UYA 5Y
Balance analytique AS 5Y
Balances PS 5Y pour CPP
Balance de précision PS R2.H
Balance de précision WTC
Balance de précision CY10
Balance à plateformes H315 4C
Balance pèse-personne C315.0W
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Balances aériennes H315 2K

Microbalance XA 5Y.M.A Balance de précision WLC Balance de précision PS R2 Pèse-Poutres C315.4P2

Balance à plateformes inoxydables H315 4H Pèse-Poutres inoxydables H315 4P2.H

Balance de précision WLC X7 Balances CY10 pour CPP

Balance étanche de rampe H315 H Terminal de pesage PUE CY10 Balance multifonctionnelle CY10

Modules MAS

Plateformes inoxydables encastrées H315.4 H/Z

Balance à rampe inoxydables H315 4N.H Balance étanche de rampe C315.4 Balance de précision C32.PM Balance pèse-personne C315.0 Balance à rampe inoxydables H315 4N.H.LD

Balance de précision PS X7 Balance analytique XA 5Y.A Pèse-Palette C315.4P

Pèse-Palettes inoxydables H315 4P.H Balance de précision WLC C/2

Microbalance MYA 5Y Pèses-bétail H315 4I.S Balance de précision PS R1 Balance analytique XA 5Y Balance de précision PS 5Y

Balances pour colis Modules MAS1 Dessiccateur PMV 5Y

Pèses-bétail inoxydables H315 4I.H

Microbalance XA 5Y.M

Terminal de pesage PUE C315 Balance analytique AS R1 PLUS

Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F

Balance lits C315.4B

Terminal de pesage PUE H315

Chaise Balance C315.K

Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S Balances aériennes inoxydables H315 Balance lits à rampes C315.8B