



Câble PT0443

WX-013-0229



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble PT0443 est utilisé pour connecter une balance de la série 5Y ou un terminal PUE CY10 à un ordinateur. Sa longueur standard est de 1,8 m.

En option, le câble est utilisé pour connecter la balance de la série 5Y ou le terminal PUE CY10 avec:

balances des séries AS X2 et AS R, balances de série : PS X2 et PS R, balances de la série PM C32, balances WLC, WTC et C315, modules de pesage séries MAS et MPS,

Compatible avec (Additional Fee)

Balance étanche de rampe H315 HR
 Modules MAS1
 Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
 Détecteurs de cavités à tunnel
 Balance étanche de rampe C315
 Balance de précision 5Y.PM
 Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
 Balance analytique AS X7
 Balance de précision PS X2

Balance de précision PS X7
 Balance analytique XA 5Y.A
 Pèse-Palette C315.4P
 Ultra-Microbalance UYA 5Y
 Balance analytique AS 5Y
 Balances PS 5Y pour CPP
 Balance de précision PS R2.H
 Balance de précision WTC
 Balance de précision CY10
 Balance à plateformes H315 4C

Balances analytiques AS X2 PLUS
Balances PS X7 pour CPP
Balance pèse-bébé C315.D
Microbalance XA 5Y.M.A
Balance de précision WLC
Balance de précision PS R2
Pèse-Poutres C315.4P2
Balance à plateformes inoxydables H315 4H
Pèse-Poutres inoxydables H315 4P2.H
Balance de précision WLC X7
Balances CY10 pour CPP
Balances PS X2 pour CPP
Balance étanche de rampe H315 H
Terminal de pesage PUE CY10
Balance multifonctionnelle CY10
Modules MAS
Plateformes inoxydables encastrées H315.4 H/Z
Modules MPS
Balance à rampe inoxydables H315 4N.H
Balance étanche de rampe C315.4
Balance de précision C32.PM
Balance pèse-personne C315.O
Balance à rampe inoxydables H315 4N.H.LD

Balance pèse-personne C315.OW
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Balances aériennes H315 2K
Pèse-Palettes inoxydables H315 4P.H
Balance de précision WLC C/2
Microbalance MYA 5Y
Pèses-bétail H315 4I.S
Balance de précision PS R1
Balance analytique XA 5Y
Balance de précision PS 5Y
Balances pour colis
Dessiccateur PMV 5Y
Pèses-bétail inoxydables H315 4I.H
Microbalance XA 5Y.M
Terminal de pesage PUE C315
Balance analytique AS R1 PLUS
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Balance lits C315.4B
Terminal de pesage PUE H315
Chaise Balance C315.K
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S
Balances aériennes inoxydables H315
Balance lits à rampes C315.8B