



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,XRY

Konwerter KR-01

WX-004-0021



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiary opakowania S x G x W	220×190×90 mm
Masa netto	0,4 kg
Masa brutto	0,8 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A
 Wagosuszarka MA 5Y
 Detektory tunelowe
 Waga platformowa C315
 Waga analityczna AS X7
 Wagi PS X7 do KTP
 Waga niemowlęca C315.D
 Waga precyzyjna WLC
 Wagi płozowe C315.4P2
 Waga precyzyjna WLC X7
 Waga platformowa C315.4
 Wagosuszarka MA X7.A
 Waga osobowa C315.O
 Waga precyzyjna PS X7

Wagi paletowe C315.4P
 Wagosuszarka MA 5Y.IC
 Waga analityczna AS 5Y
 Waga precyzyjna PS 5Y
 Wagi PS 5Y do KTP
 Waga platformowa H315 4C
 Waga osobowa C315.OW
 Waga precyzyjna WLC C/2
 Wagi pocztowe do paczek
 Terminal wagowy PUE C315
 Waga łózkowa C315.4B
 Terminal wagowy PUE H315
 Waga krzeselkowa C315.K
 Waga łózkowa najazdowa C315.8B

Wymiary urządzenia S x G x W

