



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,XYU](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,XYU)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-102-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 110 g
Nominalwert	1 g - 5 kg
Anzahl	16 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel