



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,XYU](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,XYU)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-102-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |            |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse              | E2         |
| Konstruktion             |            |
| Material                 | Edelstahl  |
| Gewicht                  | 11 110 g   |
| Nominalwert              | 1 g – 5 kg |
| Anzahl                   | 16 St.     |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel