



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,XYU

Cylindrique, ensemble (1 g - 5 kg), boîte plastique

OK-102-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	E2
--------------------------	----

Construction

Matière	Acier inoxydable
---------	------------------

Masse	11 110 g
-------	----------

Valeur nominale	1 g – 5 kg
-----------------	------------

Nombre	16 pièces
--------	-----------

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux