



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,XYU](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,XYU)

# Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0029



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 110 g
Wartość nominalna	1 g – 5 kg
Ilość	16 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle