



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,Y0T

Kabel P0108.5

WX-013-0161



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS 232: Waage - Computer. Kabellängen: 5 m. Kompatibel mit:

- Waagen, die über das Terminal PUE C315
- PUE C315-Terminal

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Multifunktionswaage WPY
Multifunktionswaage C32
Feuchtebestimmer MA 5Y
Plattformwaage C315
Waagen WLY für FPVO
Analysenwaage AS X7
Waagen PS X7 für FPVO
Babywaage C315.D
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X7
Plattformwaage C315.4

Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Automatische Massekomparator UMA
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Robotische Massekomparatoren
Dichte-Massekomparatoren
Präzisionswaage WLC C/2
Wägemodule MAS.R2
Präzisionswaage PS R1
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Analysenwaage AS R2 PLUS

Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Personenwaage C315.O
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Palettenwaagen C315.4P
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Wägemodule MPS.M.R2
Feuchtebestimmer MA R
Analysenwaage AS 5Y
Automatische Massekomparator AK-4
Präzisionswaage PS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WTC

Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Postwaage für Pakete
Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Wägeterminal PUE C315
Wägemodule MAS.R1
Wägemodule MPS.M.R1
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Bettenwaage C315.4B
Wägemodule MPS.T.R1
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Stuhlwaage C315.K
Wägemodule MAS.1.Y
Auffahrbettenwaage C315.8B