



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,Y0T

Cable P0108.5

WX-013-0161



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

RS232 cable para la conexión de una balanza o un ordenador. Longitud del cable: 5 m Trabaja con:

- Balanzas con terminal PUE C315
- Terminal PUE C315

Trabaja con (Additional Fee)

Analizador de Humedad
 MA X7.IC.A
 Báscula multifuncional WPY
 Báscula multifuncional C32
 Analizador de Humedad MA 5Y
 Báscula de plataforma C315
 Balanzas WLY para CCE
 Balanza analítica AS X7
 Balanzas PS X7 para CCE
 Balanza para bebés C315.D
 Balanza de precisión WLC
 Balanza de precisión PS R2
 Básculas de patines C315.4P2

Báscula Pesapersonas C315.OW
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
 Balanza de precisión WLY
 Comparador de masa automático UMA
 Balanza de precisión PS X7
 Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
 Comparadores de masa robóticos
 Comparadores para la medición de densidad
 Balanza de precisión WLC C/2
 Módulo de pesaje MAS.R2
 Balanza de precisión PS R1
 Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
 Balanza analítica AS R2 PLUS

Balanza de precisión WLC X7
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Analizador de Humedad
MA X7.A
Báscula Pesapersonas C315.0
Balanzas WPY para CCE
Básculas para paletas C315.4P
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO
Analizador de HumedadMA 5Y.IC
Módulo de pesaje MPS.M.R2
Analizador de HumedadMA R
Balanza analítica AS 5Y
Comparador de masa automático AK-4
Balanza de precisión PS 5Y
Balanzas PS 5Y para CCE
Comparador de masa automático AKM-2
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza de precisión WTC
Báscula de plataforma H315 4C

Terminal de pesaje PUE C32
Terminal de pesaje PUE 7.1
Básculas para paquetería
Comparadores de masa automáticos al vacío
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
Terminal de pesaje PUE C315
Módulo de pesaje MAS.R1
Módulo de pesaje MPS.M.R1
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
Balanza analítica AS R1 PLUS
Balanza de cama C315.4B
Módulo de pesaje MPS.T.R1
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Báscula de silla C315.K
Módulo de pesaje MAS.1.Y
Balanza de cama con rampa C315.8B