



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,Y0T](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,Y0T)

## Cavo P0108.5

WX-013-0161



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione delle bilance/sistemi di pesatura equipaggiate con indicatore PUE C315 ad un PC. Lunghezza del cavo: 5 m Compatibile con:

- Bilance equipaggiate con terminale PUE C315
- Terminale PUE C315

### Compatibile con (Additional Fee)

Termobilancia MA X7.IC.A  
 Moduli MUYA  
 Bilancia multifunzione WPY  
 Bilance multifunzione C32  
 Termobilancia MA 5Y  
 Bilancia a piattaforma C315  
 Bilance WLY per controllo CPC  
 Termobilance MA X2.IC.A  
 AS X7 Bilancia analitica  
 Bilance di precisione PS X2

Comparatore di massa automatico AK-4  
 Bilance PS 5Y per controllo CPC  
 Comparatore di massa automatico AKM-2  
 Bilancia di precisione PS R2.H  
 Bilancia di precisione WTC  
 Bilancia a piattaforma H315 4C  
 Bilance pesa persone C315.OW  
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
 Bilancia di precisione WLY  
 Comparatore di massa automatico UMA

Bilance analitiche AS X2 PLUS  
Bilance PS X7 per controllo CPC  
C315.D Bilance pesa neonati  
Bilancia di precisione WLC  
Bilancia di precisione PS R2  
Supporti di pesata C315.4P2  
Bilancia di precisione WLC X7  
Bilance PS X2 per controllo CPC  
Termobilance MA X2.A  
Moduli MAS  
Moduli MPS  
Bilancia a piattaforma C315.4  
Bilancia di precisione C32.PM  
Termobilancia MA X7.A  
Bilance pesa persone C315.O  
Bilancia di precisione PS X7  
Bilance WPY per controllo CPC  
Bilance pesa pallet C315.4P  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Termobilancia MA R  
Bilancia analitica AS 5Y

APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Comparatori di massa robotici  
Comparatori di densità  
Bilancia di precisione WLC C/2  
Bilancia di precisione PS R1  
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
Bilancia analitica AS R2 PLUS  
Terminale di pesata PUE C32  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Bilancia di precisione PS 5Y  
Bilance per uffici postali pesa pacchi  
Comparatori di massa automatici a vuoto  
Moduli MAS1  
Termobilancia PMV 5Y  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Terminale di pesata PUE C315  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilancia analitica AS R1 PLUS  
Bilance pesa letti C315.4B Bed scales  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
Bilance a sedia C315.K Chair scales  
Bilance pesa letti con rampa di caico C315.8B