

## Cavo P0108.5

WX-013-0161





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione delle bilance/sistemi di pesatura equipaggiate con indicatore PUE C315 ad un PC. Lunghezza del cavo: 5 m Compatibile con:

- Bilance equipaggiate con terminale PUE C315
- Terminale PUE C315

## **Compatibile con (Additional Fee)**

Termobilancia MA X7.IC.A Bilancia multifunzione WPY Bilance multifunzione C32 Termobilancia MA 5Y Bilancia a piattaforma C315 Bilance WLY per controllo CPC AS X7 Bilancia analitica Bilance PS X7 per controllo CPC C315.D Bilance pesa neonati Bilancia di precisione WLC Bilancia di precisione WTC
Bilancia a piattaforma H315 4C
Bilance pesa persone C315.0W
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilancia di precisione WLY
Comparatore di massa automatico UMA
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Comparatori di massa robotici
Comparatori di densità
Bilancia di precisione WLC C/2

Bilancia di precisione PS R2 Supporti di pesata C315.4P2 Bilancia di precisione WLC X7 Moduli MAS

Bilancia a piattaforma C315.4 Bilancia di precisione C32.PM Termobilancia MA X7.A Bilance pesa persone C315.0 Bilancia di precisione PS X7

Bilance pesa persone C315.0 Bilancia di precisione PS X7 Bilance WPY per controllo CPC Bilance pesa pallet C315.4P

WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Termobilancia MA 5Y.IC Moduli MPS.M Termobilancia MA R Bilancia analitica AS 5Y

Comparatore di massa automatico AK-4

Bilance PS 5Y per controllo CPC

Comparatore di massa automatico AKM-2

Bilancia di precisione PS R2.H

Bilancia di precisione PS R1

5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale

Bilancia analitica AS R2 PLUS Terminale di pesata PUE C32 Terminale di pesata PUE 7.1 Bilancia di precisione PS 5Y

Bilance per uffici postali pesa pacchi Comparatori di massa automatici a vuoto

Moduli MAS1

Termobilancia PMV 5Y

Moduli MPS.T

XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Terminale di pesata PUE C315

UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilancia analitica AS R1 PLUS Bilance pesa letti C315.4B Bed scales Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y

Bilance a sedia C315.K Chair scales

Bilance pesa letti con rampa di caico C315.8B

Moduli MAS.M