



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,Y5F

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 250 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0033



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	250 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle