



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,Y5F](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,Y5F)

## F2 Kütle Standardı - silindirik ağırlıklar - 250 kg - tahta kutu

OP-301-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Nominal değer 250 kg

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar