



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,Y5R](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,Y5R)

# Wzorzec masy klasy E2 - drut stalowy 200 mg

OP-103-0060



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	200 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle