



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,Y8N](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,Y8N)

# Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 10 kg

OP-503-0026



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 10 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle